

# クリアフィル®クラブ 通信

Vol. 1

## 使用期限と保管方法の表示について

### Q1 使用期限はどこに記載されていますか？

**A** 製品本体と製品箱に記載されています。尚、キット製品につきましては、構成の中で一番使用期限が短い製品に合わせて使用期限を設定させていただいております。




### Q2 時計のマークはなんですか？

**A** 国際規格で決められた、使用期限をあらわすマークです。右横の6桁の数字のうち、左から4桁までが「年」を、右2桁の数字が「月」をあらわします。ちなみにマーク左横のExp.はEXPIRE(期限が終了する)の略です。



### Q3 製品箱の内側に記載されている日付は何の日付ですか？

**A** 製品箱自体の製版日で、使用期限や製品の品質には一切関わりがございませんので、ご注意ください。



### Q4 保管方法は、どこに書いてありますか？

**A** 製品箱と添付文書に記載されています。

2°C - 25°Cで保存  
 輸送中は30°C以下のこと  
 直射日光・火気厳禁  
 ↑製品箱記載例



正しい保管をした上での使用期限を設定させていただいております。保管の状況によりましては、その期限が早まってしまうので、ご注意ください。お願いします。

#### 貯蔵・保管方法及び使用期間等

- 本材は、2~8°Cの冷蔵庫で保管し、直射日光、デンタルライト等の強い光があたる場所に置かないこと。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- 使用後は速やかにキャップを閉めてください。キャップを外したまま放置すると揮発性分が蒸散することがあります。

● ご使用に際しましては、必ず製品の添付文書及び取扱説明書をお読みください。



クラレ製品の使い方動画も見える「クリアフィルクラブ」 <http://clearfil.dental-plaza.com/>



製造販売 クラレノリタケ デンタル株式会社 新潟県胎内市倉敷町2-28 〒959-2653 www.kurarenoritake.jp

販売 株式会社モリタ 大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 Tel:06-6380-2525 東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 Tel:03-3834-6161